

EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRE

Predstavujeme embolektomické katétre spoločnosti INTRA (Nemecko). Použité materiály a kvalitné prevedenie katéтров zaisťujú ľahký priechod cievou.



- katétre sú z flexibilného röntgen kontrastného polyuretánu
- balónik je z vysokoakostného latexu
- mäkký distálny koniec eliminuje poranenie cievy
- pre ľahší priechod cievou je súčasťou balenia oceľový mandrén
- objem balóniku je usporodovaný zodpovedajúcemu priemeru
- katétre sú opatrené luer lock konektorom a dĺžkovým značením v 10 cm intervaloch
- pre ľahšiu identifikáciu sú katétre farebne kódované podľa jednotlivých priemerov

katalógové číslo	priemer	dĺžka	farba	objem balónika	veľkosť balónika
INT:100260	2 Fr.	60 cm	priehľadná	0,15 ml	4 mm
INT:100380	3 Fr.	80 cm	zelená	0,20 ml	6 mm
INT:100480	4 Fr.	80 cm	červená	0,75 ml	8 mm
INT:100580	5 Fr.	80 cm	biela	1,50 ml	10 mm
INT:100680	6 Fr.	80 cm	modrá	2,00 ml	12 mm
INT:100780	7 Fr.	80 cm	žltá	2,50 ml	14 mm
INT:100880	8 Fr.	80 cm	hnedá	3,00 ml	16 mm

Ostatné veľkosti na požiadanie. Balenie: 5 ks, možnosť dodávať aj po kusoch.