


## UMBILIKÁLNE KATÉTRE UMBILI-CATH™

Predstavujeme umbilikálne katétre Umbili-Cath™ od spoločnosti UTAH MEDICAL PRODUCTS (USA). V prevedení jedno, dvoj alebo troj lúmenové, pričom dvoj a troj lúmenové umožňujú kontinuálne meranie tlaku spolu s podávaním liekov. Sú špeciálne navrhnuté na ľahké zavádzanie, bezpečnosť a komfort pacienta. Dostupné už od veľkosti 2,8 Fr., čím umožňujú prístup k najmenším deťom.



### VLASTNOSTI KATÉTROV:

- zo špeciálneho termosenzitívneho Tecoflex® polyuretánu, ktorý pri telesnej teplote zmäkne ale je nepatrne tuhší materiál ako silikón, vďaka čomu sa ľahšie zavádza
- vyššia pevnosť v ťahu a menšie predĺženie katétra poskytujú väčšiu odolnosť proti zalomeniu
- jemne zaokrúhlená špička katétra pre redukciu rizika perforácie počas zavádzania
- jemne zaokrúhlené otvory na konci umožňujúce lepšie prepúšťanie tekutín
- pre presnejšie zavedenie je po celej dĺžke katétra každý 1 cm značka
- všetky druhy sú bezftalátové a RTG kontrastné
- balenie: 10 ks, minimálny odber: 1 ks



katalógové číslo	počet lúmenov	priemer katétra	priemer lúmenov	dĺžka
UTA:4182805	1	2,8 Fr	22 G	34 cm
UTA:4183505	1	3,5 Fr	21 G	34 cm
UTA:4185005	1	5,0 Fr	18 G	34 cm
UTA:4186505	1	6,5 Fr	15 G	34 cm
UTA:4282805	2	2,8 Fr	22 G/25 G	37 cm
UTA:4283505	2	3,5 Fr	20 G/23 G	37 cm
UTA:4285005	2	5,0 Fr	19 G/19 G	37 cm
UTA:4385005	3	5,0 Fr	18 G/20 G/20 G	37 cm